

Сравнительная таблица миостимуляторов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ КО ВСЕМ МИОСТИМУЛЯТОРАМ: сердечно-сосудистая недостаточность, наличие кардиостимуляторов и имплантатов, эпилепсии, беременности, грыже и опухолях. Острые заболевания, повышенная температура тела, психозы

Наименование	Частота	Режимы	Автовыключение	Вес	Питание	Производитель	Гарантия	Срок эксплуатации	Преимущества	Рекомендуем приобрести вместе с прибором
Beurer EM38 для спины	2-110 Гц	4	есть	415 гр	батарейки AAA*3	Германия	1 год	мин 3 года	специализированный миостимулятор для воздействия на мышцы спины	Гели и крема для тела, антицелюлит и жиросжигающие, для массажа.
Beurer EM30 для пресса	30-80 Гц	5 программ; 40 уровней мощности	есть	330 гр	AAA*3	Германия	1 год	мин 3 года	воздействие на абдоминальные мышцы, режим "ключ" для блокировки кнопок и его отмены	Гели и крема для тела, антицелюлит и жиросжигающие, для массажа.
Beurer EM35 для пресса	30-80 Гц	5 программ, 40 уровней интенсивности	есть	330 гр	AAA*3	Германия	1 год	мин 3 года	Подбор программ автоматически или индивидуально. Адаптация интенсивности тренировки к самочувствию. Режим воздействие на абдоминальные мышцы, режим "ключ" для блокировки кнопок и его отмены	Гели и крема для тела, антицелюлит и жиросжигающие, для массажа.
Beurer EM80	1 - 120 Гц	50 программ: 20 пр TENS; 20 пр EMS; 10 пр Massage	есть	310 гр	AA*3	Германия	1 год	мин 5 лет	функция "доктор", сохранение индивидуальных программ, 4 отд. канала регулировки интенсивности импульсов, настройка времени отд. циклов	Гели и крема для тела, антицелюлит и жиросжигающие, для массажа. Электроды 45*45 (8 шт) и 100*50 (4 шт)
Beurer EM41	1-120 Гц	50 программ: 20 программ снятия боли, 20 программ миостимуляции, 10 программ массажа	есть	108г	Батарейки AAA*3	Германия	1 год	мин 3 года	сохранение индивидуальных программ, функция "доктор", 2 отд. канала регулировки интенсивности импульсов, настройка времени отд. циклов	Гели и крема для тела, антицелюлит и жиросжигающие, для массажа. Электроды 45*45 (8 шт) и 100*50 (4 шт)
Omron E4 Tens (мед.)	1-1200 Гц	12 реж по 15 мин.: 4 метода массажа, 6 обл. воздействия (2 режима для обл. воздействия), 2 спец. Режима	есть	155 г	Батарейки AAA *2	Япония	3 года	7 лет	повтор предпочитаемой программы или последней, кнопка низкой частоты при онемении и напряжении, моющиеся пластины, кнопка высокой частоты для острой боли	Гели и крема для тела, антицелюлит и жиросжигающие, для массажа.
Omron E2 Elite	1-1200 Гц	9 режимов: 4 метода массажа, 4 обл. воздействия (2 режима для обл. воздействия), 1 спец. Режим	есть	120 г	Батарейки AAA*2	Япония	3 года	7 лет	кнопка для быстрого избавления от сильной и острой боли, кнопка "умеренного режима" при раздражении и онемении, повтор последней программы, моющиеся пластины	Гели и крема для тела, антицелюлит и жиросжигающие, для массажа.
AK-201	10-50 Гц	2 ионофорез, лифтинг	нет	160 гр	6F22 (типа "Крона")	Россия ("Невотон")	1 год	5 лет	Режим ионофореза и лифтинга. Миостимулятор для лица	Гели и крема для лица